


Designación	TOALLITAS DESINFECTANTES	
Reference(s)	Caja de 100 toallitas	3131820
	La bolsa de recambio de 100 toallitas	3131821
Visual		
Descripción	<p>Toallitas impregnadas con una solución desinfectante ideal para limpiar y desinfectar dispositivos médicos no invasivos y no sumergibles (pequeños equipos médicos y dentales).</p> <p>Probado bajo control dermatológico.</p>	
Características y datos técnicos	<ul style="list-style-type: none"> • Para su uso en superficies lisas y pequeños equipos médicos • Toallitas particularmente grandes, gruesas, fuertes y suaves. • Menos del 5% de surfactantes no iónicos, fragancias como el limoneno, desinfectantes: Etanol, Alquilo, cloruro de dimetilbencilamonio, Propan-2-ol. 	

		ACTIVIDAD MICROBIANA	PERIODO DE CONTACTO
		Tratamiento general	
	Bactericida	EN13727* - EN14561	5min
		EN14561: MRSA	5min
	Fungicida	EN14562: Aspergillus fumigatus	5min
	Levuricidio	EN13624 - EN 14562: Candida albicans	5min
	Tuberculocidio	EN14348 - EN 14563 : Mycobacterium terrae	15min
	Virucida	EN14476* : HBV - HCV - Adenovirus Coronavirus - Novovirus - VRS - H1N1 - HSV1	1min
		EN14476: Polyomavirus	1min
		EN14476: Rotavirus	15min
	Usos adicionales		
	Bactericida	EN1276	30s
		EN13697	5min
	Fungicida	EN13697: Aspergillus niger	5min
	Levuricidio	EN1650* - EN 13697: Candida albicans	5min
	*En condiciones sucias		
Embalaje	Caja de 100 toallitas La bolsa de recambio de 100 toallitas		
Esperanza de vida	Usar dentro de los 3 meses después de la apertura.		
Indicaciones de uso	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;">LOT</div> <p>Toallitas de un solo uso listas para usar. Al poner la caja en funcionamiento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Quita la tapa, 2. Quita la cubierta permanentemente, 3. Limpie el paño central a través del agujero de la capucha con las manos limpias y luego limpie con el paño central. 4. Vuelva a colocar la tapa. 5. Pasa la toallita sobre el equipo. 6. Deje que funcione de 30 segundos a 15 minutos dependiendo de la actividad antimicrobiana deseada. 7. Deje que se seque al aire. 8. No se enjuague. 9. Cierre la válvula después de cada uso para evitar que las toallitas se sequen. 		
informaciones legales	Dispositivo médico de clase IIA Marca CE 0459. Organismo de certificación: G-MED. Fabricante FELT S.A		