



Désignation	GANTS DE CHIRURGIE STÉRILES EN LATEX – NON POUDRÉS																																						
Références	XS – 6	S – 6.5	S/M 7	M 7.5	M/L 8																																		
	3000607	3000610	3000606	3000608	3000609																																		
Visuel																																							
Description	Gants de chirurgie stériles, en latex, avec surface microtexturée.																																						
Caractéristiques & Données techniques	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>6</th> <th>6.5</th> <th>7</th> <th>7.5</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Longueur minimale (mm)</td> <td colspan="5">280</td> </tr> <tr> <td>Largeur de paume (mm)</td> <td>77 ± 4</td> <td>83 ± 4</td> <td>89 ± 4</td> <td>95 ± 4</td> <td>102 ± 4</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Epaisseur (mm)</td> <td>Au doigt</td> <td colspan="4">0.19</td> </tr> <tr> <td>À la paume</td> <td colspan="4">0.18</td> </tr> <tr> <td>À la manchette</td> <td colspan="4">0.13</td> </tr> </tbody> </table>						6	6.5	7	7.5	8	Longueur minimale (mm)	280					Largeur de paume (mm)	77 ± 4	83 ± 4	89 ± 4	95 ± 4	102 ± 4	Epaisseur (mm)	Au doigt	0.19				À la paume	0.18				À la manchette	0.13			
		6	6.5	7	7.5	8																																	
Longueur minimale (mm)	280																																						
Largeur de paume (mm)	77 ± 4	83 ± 4	89 ± 4	95 ± 4	102 ± 4																																		
Epaisseur (mm)	Au doigt	0.19																																					
	À la paume	0.18																																					
	À la manchette	0.13																																					
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teneur en protéine : < 50 µg/dm² ▪ Niveau de poudre : < 2 mg/dm² ▪ Stérilisation à l'oxyde d'éthylène ▪ En conformité avec les normes : ASTM D3577, EN 455-1/2 ▪ Ne contient pas de Thiurames 																																							
Packaging	Boîte contenant 100 gants (± 2 gants). 8 boîtes par carton.																																						
Durée de vie	3 ans à partir de la date de fabrication																																						
Indications d'utilisation																																							
Informations légales	Dispositif médical de classe IIa sous la Directive Européenne 93/42/EEC incluant la Directive 2007/47/CE - Marquage CE																																						