



<b>Désignation</b>	<b>Serviettes plastifiées Medibase</b>						
<b>Référence(s)</b>	<b>Coloris</b>	Bleu foncé	Vert	Bleu clair	Rose	Orange	
	<b>Référence</b>	3106797	3106794	3106791	3106795	3106798	
	<b>Coloris</b>	Noir	Jaune	Lavande	Bleu aqua	Lime	Blanc
	<b>Référence</b>	3106799	3106793	3106790	3106796	3106800	3106792
<b>Visuel</b>							
<b>Description</b>	Serviettes plastifiées composées de 2 couches en cellulose et d'une couche en polyéthylène étanche.						
<b>Caractéristiques et Données techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trois couches :</li> <li>Deux couches de pure ouate de cellulose (73% +/- 5%)</li> <li>Une couche de polyéthylène (27% +/- 5%)</li> <li>- Pliage en "M"</li> <li>- Dimensions : 45 x 33 cm</li> <li>- Poids unitaire : 6g</li> <li>- Grammage : 33g/m2</li> </ul>						
<b>Packaging</b>	Carton de 500 serviettes						
<b>Durée de vie</b>	5 ans à partir de la date de fabrication						
<b>Indications d'utilisation</b>							
<b>Informations légales</b>	Dispositif médical de classe I sous la directive européenne 93/42/EEC incluant la Directive 2007/47/CE Marquage CE						