

<b>Designación</b>	<b>Abre-bocas</b>
<b>Reference(s)</b>	Adulto: 3135081 Niño: 3135080
<b>Visual</b>	
<b>Descripción</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Espaciadores de juego extrafuertes y flexibles</li> <li>- Fácil de instalar</li> <li>- Ideal para colocar soportes, descalcificar, rellenar, etc.</li> </ul>
<b>Características y datos técnicos</b>	<p>Enjuague bien los desinfectantes antes de la autoclave.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autoclavable hasta 134°C. Recomendamos el programa a 121°C.</li> <li>- Ciclo: hasta 50 veces</li> <li>- No ponga en contacto el metal en el autoclave.</li> </ul>
<b>Embalaje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Caja de 2 separadores de mejillas para adultos</li> <li>- Caja de 2 espaciadores de juguetes para niños</li> </ul>
<b>Esperanza de vida</b>	n.a
<b>Indicaciones de uso</b>	n.a
<b>informaciones legales</b>	<p>Dispositivo médico de clase I          Marcado CE          Fabricante: LARIDENT S.R.L.</p>