


Designación	Agujas estériles Medibase (100)					
Reference(s)		Descripción	G	Ø	Longitud	Referencia
	Periapicales	Extra-fine	30 G	0,30	16 mm	3114384
		Extra-fine	30 G	0,30	21 mm	3114385
		Fine	27 G	0,40	8 mm	3114386
			25G	0,50	36 mm	3114387
			27 G	0,40	21 mm	3114388
	Intraseptales	Fine	27 G	0,40	16 mm	3114389
	Intraligamentales	Extra-fine	30 G	0,30	12 mm	3114390
Truncado	Extra-fine	30 G	0,30	25 mm	3114391	
Visual						
Descripción	Agujas estériles para un solo uso.					
Características y datos técnicos	<ul style="list-style-type: none"> - Excelente calidad, con recubrimiento de silicona. - Triple bisel para una suave inyección. - Estéril con anillo de control de esterilización. - con indicador de bisel - Esterilizado con óxido de etileno. - Cánula: Acero inoxidable. - Parte de plástico: polipropileno (PP) - Lubricante: silicona. 					
Embalaje	Caja de 100 agujas.					
Esperanza de vida	5 años desde la fecha de fabricación.					
Indicaciones de uso						
informaciones legales	Dispositivo médico de clase IIA Marcado CE0426. Organismo de certificación: ITALCERT. Fabricante: TECNOFAR					