


Désignation du produit	BATONNETS ADHESIFS
Référence	3175107
UDI-DI	06974608653491
Photo produit	
Description produit	<p>Ce produit est composé d'un corps en bâtonnet et d'une tête adhésive. La tête adhésive du bâtonnet a la forme d'une goutte d'eau. Facile à utiliser pour les petits objets, forte adhérence et sans résidus, principalement utilisé en stomatologie pour saisir des objets difficiles à attraper, les métaux tels que ceux pouvant être collés à la porcelaine, la résine, les incrustations, les couronnes, etc.</p>
Caractéristiques et compositions	Bâtonnet en polystyrène haute résistance avec embout adhésif en résine
Packaging	Boîte de 50 bâtonnets, conditionnés sous forme de 5 plaquettes de 10 bâtonnets.
Durée de vie	3 ans à partir de la date de fabrication
Conditions de stockage	<p>Conserver dans des locaux bien ventilés, à une température comprise entre 11 et 29 °C, avec un taux d'humidité ≤ 80 °C.</p> <p>Veiller à ce que les locaux soient exempts de gaz corrosifs et éviter la pluie et l'exposition directe au soleil pendant le stockage et le transport.</p> <p>Éviter toute déformation due à une forte pression.</p>
Informations légales	<p>Dispositif médical de classe I sous directive MDR (EU) 2017/745</p> <p>Fabricant : WELLMED DENTAL MEDICAL SUPPLY CO.,LTD</p>

Version 1.0 – 27/10/2025