


<b>Désignation</b>	<b>Bistouris jetables</b>											
<b>Référence</b>	N°10 3131617	N°11 3131618	N°12 3131619	N°15 3131620								
<b>Visuel</b>	 <table border="1" data-bbox="536 896 1374 1160"> <tr> <td>N°10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>N°11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>N°12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>N°15</td> <td></td> </tr> </table>				N°10		N°11		N°12		N°15	
N°10												
N°11												
N°12												
N°15												
<b>Description</b>	Bistouris stériles jetables											
<b>Caractéristiques et données techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lame en acier inoxydable</li> <li>- Couvercle de protection</li> <li>- Manche en plastique</li> <li>- Stérilisées par irradiation Gamma</li> </ul>											
<b>Packaging</b>	La boîte de 10 bistouris conditionnés en emballage individuel sous blister											
<b>Durée de vie</b>	5 ans											
<b>Indications d'utilisation</b>												
<b>Informations légales</b>	Dispositif médical de classe IIa Marquage CE2460 - Organisme certificateur : DNV GL NEMKO PRESAFE AS RAZORMED INC.											