




<b>Designación</b>	<b>Bisturís estériles</b>															
<b>Reference(s)</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº10</th> <th>Nº11</th> <th>Nº12</th> <th>Nº15</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3131617</td> <td>3131618</td> <td>3131619</td> <td>3131620</td> </tr> </tbody> </table>				Nº10	Nº11	Nº12	Nº15	3131617	3131618	3131619	3131620				
Nº10	Nº11	Nº12	Nº15													
3131617	3131618	3131619	3131620													
<b>Visual</b>	 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Nº10</td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Nº11</td> <td></td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Nº12</td> <td></td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Nº15</td> <td></td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>				Nº10		10	Nº11		11	Nº12		12	Nº15		15
Nº10		10														
Nº11		11														
Nº12		12														
Nº15		15														
<b>Descripción</b>	Bisturís estériles desechables															
<b>Características y datos técnicos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuchilla de acero inoxidable</li> <li>- Cubierta protectora</li> <li>- Mango de plástico</li> <li>- Esterilizado por irradiación Gamma</li> </ul>															
<b>Embalaje</b>	Caja de 10 bisturís envasados individualmente en blíster															
<b>Esperanza de vida</b>	5 años															
<b>Indicaciones de uso</b>																
<b>informaciones legales</b>	Producto sanitario de clase IIa Marcado CE2460 Organismo de certificación: DNV GL NEMKO PRESAFE AS Fabricante: RAZORMED INC.															