

Designación	BLOCKS DE MEZCLA PVC	
Reference(s)	Dimensiones	Referencia
	7 x 8 cm	3143353
	14 x 8 cm	3143354
Visual		
Descripción	Blocks de mezcla hechos de láminas de PVC transparente	
Características y datos técnicos	<ul style="list-style-type: none"> - Uso: Particularmente adecuado para cementos - Base antideslizante : Hecho de espuma, permite la estabilidad durante la mezcla en cualquier superficie de trabajo dental. - Hojas: Más fuerte que el papel, no hay penetración de líquido en la hoja de PVC PVC no tóxico. 	
Embalaje	<ul style="list-style-type: none"> - Bloques de 100 hojas - Envuelto individualmente en una película de plástico 	
Esperanza de vida	n /a	
Indicaciones de uso	Dispositivo médico de clase 1, Fabricante : MGK	