


<b>Désignacion</b>	<b>BATAS DE AISLAMIENTO 40G/M2</b>			
<b>Références</b>	<b>Ref</b>	<b>Color</b>	<b>Muneca</b>	
	3149508	Azul	Muneca elastica	
	3149509	Blanco		
	3149510	Azul	Brazalete de muneca	
3149511	Blanco			
<b>Foto del producto</b>				
<b>Descripcion del producto</b>	Bata de aislamiento de un solo uso : aislamiento y proteccion contra el polvo y la contaminacion en entornos médicos (no para uso en quirofanos).			
<b>Características y composicion</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: polipropileno no tejido</li> <li>- Gramaje : 40g/m2</li> <li>- Color : Azul / Blanco</li> <li>- Talla unica : 115*137cm</li> <li>- De un solo uso</li> <li>- Resistancia a los fluidos</li> <li>- Sin latex</li> <li>- Punos de malla elastica</li> <li>- Cierre de corbata en el cuello</li> </ul>			
	<b>Dimensiones des producto acabado en cm</b>			
		Muneca elasticas	Brazalete de muneca	
	Anchura del busto (A)	67.5		
	Longitud total (desde el hombro) (B)	115		
	Apertura del cuello (C)	24		
	Longitud de los hombros (D)	21		
	Sisa (E)	26		
	Longitud de la manga (F)	63.5		
	Longitud del cinturon(G)	210		
Ancho de la cinta (H)	0.5			
Ancho del manguito (i)	9	5		
				

<b>Embalaje</b>	Bolsa con 10 batas 10 bolsas por caja
<b>Duracion de vida</b>	3 anos a partir de la fecha de fabricacion
<b>Indicaciones de uso</b>	   
<b>Informaciones legal</b>	Dispositivo médico de clase I en virtud de la normativa MDR 2017/745 Marcado CE – Fabricante WELLMED DENTAL MEDICAL SUPPLY CO.,Ltd.

Version 1.0  
Actualizacion 2022/09/20 par RG