







<b>Désignation</b>	<b>BLOUSES D'ISOLATION 40G/M2</b>																																				
<b>Références</b>		<b>Réf</b>	<b>Couleur</b>	<b>Poignet</b>																																	
		3149508	Bleu	Poignets élastiques																																	
		3149509	Blanc																																		
		3149510	Bleu	Poignets manchette																																	
	3149511	Blanc																																			
<b>Photo produit</b>																																					
<b>Description produit</b>	Blouse d'isolation à usage unique : Isolation et protection contre la poussière et la pollution en milieu médical (ne pas utiliser en salle d'opération).																																				
<b>Caractéristiques et compositions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Matériau : non tissé en polypropylène</li> <li>- Grammage : 40g/m<sup>2</sup></li> <li>- Couleur : Bleu / Blanc</li> <li>- Taille unique : 115*137cm</li> <li>- Usage unique</li> <li>- Résistance aux fluides</li> <li>- Sans latex</li> <li>- Poignets manchette en maille ou élastiques</li> <li>- Fermeture à liens à la nuque</li> </ul> <table border="1" data-bbox="375 1500 1013 1982" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Dimensions du produit fini en cm</th> </tr> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Poignets élastiques</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Poignets manchette</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Largueur du Buste (A)</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">67.5</td> </tr> <tr> <td>Longueur totale (depuis l'épaule) (B)</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">115</td> </tr> <tr> <td>Ouverture du col (C)</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">24</td> </tr> <tr> <td>Longueur épaule (D)</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">21</td> </tr> <tr> <td>Emmanchure (E)</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">26</td> </tr> <tr> <td>Longueur de manches (F)</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">63.5</td> </tr> <tr> <td>Longueur de la ceinture (G)</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">210</td> </tr> <tr> <td>Largueur de la ceinture (H)</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">0.5</td> </tr> <tr> <td>Largueur de manches (i)</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>				Dimensions du produit fini en cm				Poignets élastiques	Poignets manchette	Largueur du Buste (A)	67.5		Longueur totale (depuis l'épaule) (B)	115		Ouverture du col (C)	24		Longueur épaule (D)	21		Emmanchure (E)	26		Longueur de manches (F)	63.5		Longueur de la ceinture (G)	210		Largueur de la ceinture (H)	0.5		Largueur de manches (i)	9	5
Dimensions du produit fini en cm																																					
	Poignets élastiques	Poignets manchette																																			
Largueur du Buste (A)	67.5																																				
Longueur totale (depuis l'épaule) (B)	115																																				
Ouverture du col (C)	24																																				
Longueur épaule (D)	21																																				
Emmanchure (E)	26																																				
Longueur de manches (F)	63.5																																				
Longueur de la ceinture (G)	210																																				
Largueur de la ceinture (H)	0.5																																				
Largueur de manches (i)	9	5																																			

<b>Packaging</b>	Sachet contenant 10 blouses. 10 sachets par carton.
<b>Durée de vie</b>	3 ans à partir de la date de fabrication.
<b>Indications d'utilisation</b>	   
<b>Informations légales</b>	Dispositif médical de classe I sous règlement MDR 2017/745 Marquage CE – Fabricant WELLMED DENTAL MEDICAL SUPPLY CO.,Ltd.

Version 1.0  
Mise à jour 2022/07/19 par EH