

Designación	Bolsas de esterilización									
Reference(s)	BOLSAS AUTOADHESIVAS									
	Tamaño	8,5 x 16,5cm	7 x 25,5cm	9 x 25,5cm	14 x 28cm	25,5 x 38cm	5,7 x 13cm	18 x 33cm	9 x 13cm	30 x 45cm
	Ref	3135469	3135470	3135471	3135472	3135473	3135474	3135475	3135476	135477
	BOLSAS DE SELLADO									
	Tamaño	7 x 25,5cm		9 x 25,5cm			20 x 33cm CON SOPLADO DE 5,5cm			
Ref	3135479		3135480			3135478				
Visual										
Descripción	Bolsas de esterilización recomendadas para la esterilización en autoclave o chemiclave									
Características y datos técnicos	Papel	El peso base del papel es de $\pm 60\text{g/m}^2$, lo que cumple con los requisitos para el embalaje de papel estéril enumerados en ISO11607-1,2 y EN868-5. Según el diseño de la bolsa, el texto se imprime en azul marino (Pantone 298U), con impresión de indicador de esterilización por vapor y óxido de etileno (OE).								
	Película	Cara transparente teñida de azul hecha de PET/PP, grosor $\pm 0,052\text{mm}$, peso 56 g/m^2 , de acuerdo con los requisitos de la norma EN868-5.								
	Tinta	Añadiendo tinta; el área mínima de impresión del indicador debe ser de 100mm^2 , no debe quedar incoloro o manchado.								
Embalaje	Caja de 200 bolsas, disponible en 10 tamaños									

Esperanza de vida	5 años a partir de la fecha de fabricación
Indicaciones de uso	
informaciones legales	Dispositivo médico de clase I Marcado CE Fabricante: FOMED Industries Inc.

Versión 2.2

2022/01/03 Maria FRENZ