

<b>Designación</b>	<b>BOLSAS TERMICAS DE FRIO</b>											
<b>Reference(s)</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Formato</b></th> <th><b>Dimensiones</b></th> <th><b>Referencias</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Non-tissé</td> <td>13 x 17 cm</td> <td>3107174</td> </tr> <tr> <td>Plastique</td> <td>13 x 17 cm</td> <td>3107175</td> </tr> </tbody> </table>			<b>Formato</b>	<b>Dimensiones</b>	<b>Referencias</b>	Non-tissé	13 x 17 cm	3107174	Plastique	13 x 17 cm	3107175
<b>Formato</b>	<b>Dimensiones</b>	<b>Referencias</b>										
Non-tissé	13 x 17 cm	3107174										
Plastique	13 x 17 cm	3107175										
<b>Visual</b>												
<b>Descripción</b>	Los cojines térmicos alivian el dolor de los pacientes y evitan la hinchazón.											
<b>Características y datos técnicos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fácil de usar: una simple presión en el centro del cojín permite alcanzar una temperatura de hasta -4°C durante un período de 30 minutos.</li> <li>- Fácil de almacenar: puede ser almacenado a temperatura ambiente.</li> <li>- Disponible en 2 modelos: no tejido y plástico.</li> </ul>											
<b>Embalaje</b>	Caja de 10 almohadillas de calor.											
<b>Esperanza de vida</b>	60 meses											
<b>informaciones legales</b>	Clase: IIA. Marca CE 0546. Organismo notificado : CERTICHIM. Fabricante : Dispotech											