

Designación	Brochas Medibase	
Referencias	Designación	Referencia
	Paquete de 50 brochas DE SEDA	3135837
	Paquete de 50 brochas NYLON	3135838
Visual		
Descripción	Brochas miniatura de alta calidad para la limpieza y el pulido de los dientes	
Características	<ul style="list-style-type: none"> - Uso con contra-ángulo - 10.000 rpm máx - Uso único 	
Ciclo de vida del producto	5 años	
Indicaciones de uso		
Información legal	Dispositivo médico de Clase IIA Organismo certificador: CE1639-SGS BELGIUM NV Fabricante : STODDARD & CO	

Version 2.1 – 10/2025