

Désignation	Brossettes Medibase	
Référence	Désignation	Référence
	Nylon	3135837
	Soie	3135838
Visuel		
Description	Brossettes miniatures de haute qualité pour le nettoyage et le polissage des dents.	
Caractéristiques	- A utiliser avec un contre-angle : 10,000 max rpm - A usage unique	
Packaging	Sachet de 50 brosselettes.	
Durée de vie	5 ans	
Indications d'utilisation		
Informations légales	Dispositif Médical de Classe IIA. Organisme certificateur : CE1639 - SGS BELGIUM NV Fabricant : STODDARD & CO.	

Version 2.1 – 10/2025