



Designación	Cepillos de dientes desechables Medibase
Reference(s)	3138748
Visual	
Descripción	Cepillos de dientes desechables, impregnados con pasta de dientes (gel transparente), cada cepillo de dientes está envuelto individualmente en un embalaje de plástico.
Características y datos técnicos	<p>Cuerpo: Longitud total: 155 mm (\pm 1.0 mm) Anchura (cabeza): 12 mm Forma de la cabeza: ovalada</p> <p>Arreglo del cabello : Número de agujeros: 28 Material de la pila: nylon 610 Número de pelos por agujero: 22 (\pm2) Longitud de las cerdas: 10 mm (\pm0.5mm) Color de pelo: natural</p> <p>Pasta de dientes: Ingredientes: Alcohol etílico, agua, dodecil sulfato de sodio, aroma, sacarina de sodio, xilitol, menta, benzoato de sodio. Color: transparente</p>
Embalaje	Caja de 100 cepillos de dientes, en colores surtidos (25 piezas de cada color azul, verde, rosa y amarillo). 10 cajas por caja.
Esperanza de vida	2 años a partir de la fecha de fabricación

Indicaciones de uso	
informaciones legales	Sin clase Categoría: cosméticos,

Versión 2.0
12/2021 NL