

Désignation	Compresse de gaze hydrophile non stériles Medibase											
Référence(s)	3131818											
Visuel												
Description	<p>Compresse de gaze, pur coton emballées par sachet de 100 unités.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre de fils</th> <th>Nombre d'épaisseur</th> <th>Dimensions pliées</th> <th>Dimensions dépliées</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17</td> <td>8</td> <td>5 x 5 cm</td> <td>14 x 20 cm</td> </tr> </tbody> </table>				Nombre de fils	Nombre d'épaisseur	Dimensions pliées	Dimensions dépliées	17	8	5 x 5 cm	14 x 20 cm
Nombre de fils	Nombre d'épaisseur	Dimensions pliées	Dimensions dépliées									
17	8	5 x 5 cm	14 x 20 cm									
Caractéristiques et Données techniques	<p>Les compresse de gaze hydrophile sont constituées de tissu 100% coton hydrophile blanchi et purifié et sont à pliage chirurgical et à bords rentrés. Stérilisations possibles : Vapeur, Oxyde d'éthylène ou Rayonnement</p>											
Packaging	10 sachets de 100 compresse (1 000 compresse)											
Durée de vie	Non applicable											
Indications d'utilisation												
Informations légales	Dispositif médical de classe I Marquage CE Fabricant: SYLAMED											