

Désignation	Compressees de gaze hydrophile stériles Medibase
Référence(s)	3135500
Visuel	
Description	<p>Compressees de gaze, pur coton.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions pliée : 5*5 cm • Nombre de fils : 17 • Nombre de plis : 12 • Stérilisation : oxyde d'éthylène
Caractéristiques et Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> • Parfaitement blanches sans matière colorante • Aucun déchet de peignage ou autre
Packaging	Boîte de 100 compressees : 50 blisters stériles de 2 compressees.
Durée de vie	5 ans
Indications d'utilisation	
Informations légales	<p>Dispositif médical de classe I stérile Marquage CE 0123. Organisme certificateur : TUV PRODUCT SERVICE Fabricant: FOMED Industries Inc</p>