



Désignation	Compresses non tissées Medibase											
Référence(s)	3131819											
Visuel												
Description	<ul style="list-style-type: none"> • Ne laisse pas de fils libres lors du nettoyage des plaies. • Bonne tolérance cutanée, également pour les peaux sensibles. • Compatibilité avec les solutions antiseptiques et l'éther. • Structure homogène permettant une sensation de douceur au contact de la peau et un faible risque d'effilochage. • Absence de liant chimique allergisant <table border="1" data-bbox="523 1160 1505 1303"> <thead> <tr> <th>Poids/m²</th> <th>Nombre d'épaisseur</th> <th>Dimensions pliées</th> <th>Dimensions dépliées</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40 g</td> <td>4</td> <td>5 x 5 cm</td> <td>10 x 10 cm</td> </tr> </tbody> </table>				Poids/m ²	Nombre d'épaisseur	Dimensions pliées	Dimensions dépliées	40 g	4	5 x 5 cm	10 x 10 cm
Poids/m ²	Nombre d'épaisseur	Dimensions pliées	Dimensions dépliées									
40 g	4	5 x 5 cm	10 x 10 cm									
Caractéristiques et Données techniques	Composition : 70% viscose - 30% polyester Stérilisation possible à l'oxyde d'éthylène, au rayonnement ou à la vapeur											
Packaging	Boite de 1 000 compresses (10 paquets de 100 compresses)											
Durée de vie	Non applicable											
Indications d'utilisation												
Informations légales	Dispositif médical de classe I Marquage CE Fabricant : SYLAMED											