



Désignation	Compresses non-tissées stériles Medibase			
Référence(s)	Taille	5x5 cm	5x5 cm	7,5x7,5 cm
	Boîte de	150 compresses	250 compresses	80 compresses
	Conditionnement interne	75 sachets de 2 compresses	50 sachets de 5 compresses	40 sachets de 2 compresses
	Référence	3135502	3135501	3135503
Visuel				
Description	Compresses non-tissées sous emballages stériles.			
Caractéristiques et Données techniques	Compresses 60% viscose / 40% polyester <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre de plis : 4</li> <li>• Stérilisation : oxyde d'éthylène</li> </ul>			
Packaging	Disponible en deux tailles (5x5 cm et 7,5x7,5 cm) et en trois conditionnements.			
Durée de vie	5 ans			
Indications d'utilisation				
Informations légales	Dispositif médical de classe I stérile Marquage CE 0123. Organisme certificateur : TUV PRODUCT SERVICE Fabricant: FOMED Industries Inc			