


Désignation	Coussins thermiques											
Référence(s)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Format</th> <th>Dimensions</th> <th>Références</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Non-tissé</td> <td>13 x 17 cm</td> <td>3107174</td> </tr> <tr> <td>Plastique</td> <td>13 x 17 cm</td> <td>3107175</td> </tr> </tbody> </table>			Format	Dimensions	Références	Non-tissé	13 x 17 cm	3107174	Plastique	13 x 17 cm	3107175
	Format	Dimensions	Références									
	Non-tissé	13 x 17 cm	3107174									
Plastique	13 x 17 cm	3107175										
Visuel												
Description	Coussins thermiques soulageant la douleur des patients et évitant les gonflements.											
Caractéristiques et Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> • Facile d'utilisation : une simple pression au centre du coussin permet d'atteindre une température jusqu'à -4°C pendant une durée de 30 minutes. • Facile à stocker : se conserve à température ambiante. • Disponible en 2 modèles : non-tissé et plastique. 											
Packaging	Boîte de 10 coussins thermiques.											
Durée de vie	60 mois											
Informations légales	Classe : IIA. Marquage CE 0546. Organisme notifié : CERTICHIM. Fabricant : Dispotech											