



<b>Désignation</b>	<b>Cupules en caoutchouc</b>					
<b>Référence(s)</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Désignation</th> <th>Référence</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sachet de 144 cupules</td> <td>3135839</td> </tr> </tbody> </table>	Désignation	Référence	Sachet de 144 cupules	3135839	
Désignation	Référence					
Sachet de 144 cupules	3135839					
<b>Visuel</b>						
<b>Description</b>	Pour le polissage des dents, après détartrage					
<b>Caractéristiques et Données techniques</b>	<p>A utiliser avec un contre-angle.</p> <p>Possèdent 6 lamelles internes : plus de contact pour une meilleure brillance.</p> <p>Pas de projections ni d'éclaboussures.</p>					
<b>Packaging</b>	Sachet économique de 144 cupules.					
<b>Stockage</b>	Les brosettes doivent être stockées dans un récipient de stérilisation (support de fraises dentaires ou sachet) jusqu'à leur utilisation. Les récipients et les sachets doivent être secs avant ouverture, afin d'éviter toute nouvelle contamination par l'eau de leur contenu. Les emplacements de stockage doivent être secs, propres et maintenus à température ambiante.					
<b>Durée de vie</b>	5 ans à partir de la date de fabrication.					
<b>Indications d'utilisation</b>						
<b>Informations légales</b>	Dispositif médical de classe IIA sous la directive européenne 93/42/EEC incluant la Directive 2007/47/CE. Marquage CE 0120-SGS UK LIMITED Fabricant : STODDARD					