


Désignation	Ecarte-joues
Référence(s) Articles	Adulte : 3135081 Enfant : 3135080
Visuel	
Description	<ul style="list-style-type: none"> - Ecarte-joues extra-résistants et flexible - Facile à mettre en place - Idéal pour la pose des brackets, détartrages, obturations, etc.
Conseils pour stérilisation	<p>Bien rincer les produits de désinfection avant de mettre en autoclave.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Autoclavables jusqu'à 134°C. Nous recommandons le programme à 121°C. - Cycle : jusqu'à 50 fois - Ne pas mettre de métal en contact dans l'autoclave.
Caractéristiques et Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> - Fabriqué en polycarbonate de haute qualité - Allie une grande flexibilité à une résistance hors-normes - Stérilisables en autoclave à 121°C pendant 20 min ou 134°C pendant 18 min - Disponible en deux tailles : adulte et enfant <p>Stocker le produit de préférence à l'abri de l'humidité.</p>
Packaging	<ul style="list-style-type: none"> - Boîte de 2 écarte-joues adulte - Boîte de 2 écarte-joues enfant
Durée de vie	n.a
Indications d'utilisation	n.a
Informations légalés	<p>Dispositif médical de classe I Marquage CE Fabricant : LARIDENT S.R.L.</p>