


Désignation	Ecarteurs photo Medibase
Référence(s) Articles	Adulte : 3135082 Enfant : 3135084
Visuel	
Description	Ecarte-joues unilatéraux avec un manche extra-long, idéal pour la photographie clinique.
Conseils pour stérilisation	<p>Bien rincer les produits de désinfection avant de mettre en autoclave.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stérilisables en autoclave à 134°C. - Cycle: jusqu'à 50 x - Ne pas mettre de métal en contact dans l'autoclave.
Caractéristiques et Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> - Non réfléchissants - Fabriqué en polycarbonate de haute qualité - Stérilisables en autoclave à 134°C pendant 18 min - Disponible en deux tailles : adulte et enfant <p>Stocker le produit de préférence à l'abri de l'humidité.</p>
Packaging	<ul style="list-style-type: none"> - Boîte de 2 écarte-joues adulte - Boîte de 2 écarte-joues enfant
Durée de vie	Plus ou moins 5 ans selon le nombre de cycle de stérilisation.
Indications	n.a

d'utilisation	
Informations légales	Dispositif médical de classe I Marquage CE Fabricant : LARIDENT S.R.L.

Version 2.1

Mise à jour le 06/12/2021 PAR MF