

Désignation	Embouts mélangeurs								
Référence	Embouts	Pour silicone par addition light	Pour enregistrement de l'occlusion	Pour composites de collage et de ciments	Pour mélangeur automatique	Pour composites, couronnes, bridges	Pour etching		
	Conditionnement (en pièces)	100	100	50	50	50	50		
	Références	3133922 3133919	3133921	3133918 3133924	3133920	3133923	3133917		
Visuel et Dimensions	Pour silicone par addition light		Pour enregistrement de l'occlusion	Pour composites de collage et de ciments		Pour mélangeur automatique	Pour composites, couronnes, bridges		Pour etching
									
	Rapport	1:1	NA	1:1	1:1	1:1	5:1	2/3-1/3	NA
	Longueur base	2 cm	NA	2 cm	2 cm	1,5 cm	3 cm	2 cm	0,6 cm
	Longueur totale	7 cm	2,5 cm	9 cm	6,5 cm	4,5 cm	5 cm	8 cm	3 cm
Description	Gamme complète d'embouts mélangeurs et intra – oraux à usage unique.								
Packaging	50 ou 100 par sachets								
Durée de vie	Usage unique.								
Informations légales	Classe : I. Fabricant : Jovident Int. BV.								