


Designación	Espejos de uso único Medibase		
Reference(s)	Color	Blanco	Surtido (rosa, azul, blanco, verde, amarillo)
	Referencia	3125101	3125100
Visual			
Descripción	<p>Espejos N°5 - Diámetro exterior: 24 mm Para un solo uso</p>		
Características y datos técnicos	<ul style="list-style-type: none"> - Cada espejo está envuelto individualmente - Cada espejo está protegido por un plástico "despegable" para evitar que se rasque. - Ligero, con sistema antideslizante - Espejo: <ul style="list-style-type: none"> o Diámetro: 20 mm + 0.15/0.20 mm o Espesor: 1.4 mm ± 0.1 mm 		
Embalaje	Caja económica de 100 espejos: blanco o de color		
Esperanza de vida	n.a		
Indicaciones de uso	n.a		
informaciones legales	<p>Dispositivo médico de clase I Fabricante: CDM CENTER OF EXCELLENCE LTD.</p>		