

Designación	Fichas porta-radiografías	
Reference(s)	Designación	Referencia
	La caja de 504 bolsas en rollos	135617
	La caja de 1008 bolsas de cartón	135337
	La caja de 100 bolsillos de tablas	137141
Visual		
Descripción	Para el examen radiológico oral completo. Para películas periapicales para adultos y niños.	
Características y datos técnicos	<p><b>Fichas porta-radiografías:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rollo de 504 bolsas en una caja dispensadora.</li> <li>- Los bolsillos se pueden separar y usar individualmente.</li> <li>- tamaño del bolsillo: 60 x 45 mm.</li> </ul> <p>Bolsillos porta películas en forma de hoja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1008 mangas en sábanas, 84 hojas de 12 mangas, desmontables y utilizables individualmente.</li> <li>- Tamaño de bolsillo: 60 x 45 mm.</li> <li>- tamaño de la tabla: 27 x 12 cm.</li> </ul> <p>Bolsillo porta películas en el tablón:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100 placas, 6 vistas por placa y espacio para la identificación manuscrita.</li> <li>- tamaño del bolsillo: 32 x 42 cm.</li> <li>- tamaño de la placa: 14 x 10 cm.</li> </ul>	
Embalaje	<p>La caja de 504 bolsas en rollos.</p> <p>Caja de 1008 o 100 bolsillos en tablas.</p>	
Informaciones legales	N/A	

Versión 1.1  
12/2021 MF