


Désignation	Fraises à congé																																	
Références	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Désignation</th> <th>S5</th> <th>T3</th> <th>S3</th> <th>S1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Code</td> <td>878K</td> <td>878K</td> <td>879K</td> <td>879K</td> </tr> <tr> <td>ISO</td> <td>015</td> <td>018</td> <td>013</td> <td>015</td> </tr> <tr> <td>Lt (mm)</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>9,5</td> <td>9,5</td> </tr> <tr> <td>LT (mm)</td> <td>20,5</td> <td>20</td> <td>22</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Réf. Gros</td> <td>3138056</td> <td>3138057</td> <td>3138055</td> <td>3138054</td> </tr> </tbody> </table>				Désignation	S5	T3	S3	S1	Code	878K	878K	879K	879K	ISO	015	018	013	015	Lt (mm)	8	8	9,5	9,5	LT (mm)	20,5	20	22	22	Réf. Gros	3138056	3138057	3138055	3138054
Désignation	S5	T3	S3	S1																														
Code	878K	878K	879K	879K																														
ISO	015	018	013	015																														
Lt (mm)	8	8	9,5	9,5																														
LT (mm)	20,5	20	22	22																														
Réf. Gros	3138056	3138057	3138055	3138054																														
Visuel																																		
Description	Fraises stériles pour une hygiène optimale : tout risque de contamination croisée est écarté.																																	
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stérilisées par radiation gamma : prêtes à l'emploi !</li> <li>- Toutes les formes sont disponibles en grain gros pour une taille rapide et efficace.</li> <li>- Contrôlées individuellement garantissant une fabrication maîtrisée.</li> </ul>																																	
Packaging	La boîte de 25 fraises.																																	
Durée de vie	3 ans à partir de la date de fabrication																																	
Informations légales	Classe : IIA. Marquage CE 0483. Organisme certificateur : ICIM S.p.A. Fabricant : STRAUSS & CO.																																	