


Désignation	Fraises à forme particulières				
Référence	<b>Désignation</b>	BR1	B1	AB1	E42
	<b>Code</b>	652	805	830	889
	<b>ISO</b>	018	012	016	010
	<b>Lt (mm)</b>	8	1,3	2,5	4
	<b>LT (mm)</b>	19,5	19	19	23
	<b>Ref. Gros</b>	3138062	3138069	3138449	3138647
	<b>Ref. Moyen</b>	-	3138450	-	3138648
	<b>Ref. Fin</b>	-	-	-	3138646
Visuel					
Description	Fraises stériles pour une hygiène optimale : tout risque de contamination croisée est écarté.				
Caractéristiques & données techniques	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stérilisées par radiation gamma : prêtes à l'emploi !</li> <li>- Toutes les formes sont disponibles en grain gros pour une taille rapide et efficace.</li> <li>- Contrôlées individuellement garantissant une fabrication maîtrisée.</li> </ul>				
Packaging	Boîte de 25 fraises.				
Durée de vie					
Informations légales	Classe : IIA. Marquage CE 0483. Organisme certificateur : ICIM S.p.A. Fabricant : STRAUSS & CO.				