


<b>Désignation</b>	<b>Fraise boule et boules avec extensions</b>						
<b>Référence</b>	<b>Désignation</b>	<b>A0</b>	<b>A1</b>	<b>A2</b>	<b>A25</b>	<b>A3</b>	<b>A12</b>
	<b>Code</b>	801	801	801	801	801	802
	<b>ISO</b>	009	012	014	016	018	014
	<b>Lt (mm)</b>	0,9	1,2	1,4	1,6	1,8	2,7
	<b>LT (mm)</b>	19	19	19	19	19	19
	<b>Réf. Gros</b>	-	313807 0	3138071	-	3138072	3138437
	<b>Réf. Moyen</b>	3138439	-	3138438	-	-	-
<b>Visuel</b>							
<b>Description</b>	Fraises stériles pour une hygiène optimale : tout risque de contamination croisée est écarté.						
<b>Caractéristiques &amp; données techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stérilisées par radiation gamma : prêtes à l'emploi !</li> <li>- Toutes les formes sont disponibles en grain gros pour une taille rapide et efficace.</li> <li>- Contrôlées individuellement garantissant une fabrication maîtrisée.</li> </ul>						
<b>Packaging</b>	Boîte de 25 fraises.						
<b>Durée de vie</b>							
<b>Informations légales</b>	Classe : IIA. Marquage CE 0483. Organisme certificateur : ICIM S.p.A. Fabricant : STRAUSS & CO.						