

Désignation	Fraise conique à extrémité arrondie et plate																																									
Référence	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Désignation</th> <th>C1</th> <th>C2</th> <th>F1R</th> <th>F2R</th> <th>F1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Code</td> <td>855</td> <td>855L</td> <td>850</td> <td>850</td> <td>848</td> </tr> <tr> <td>ISO</td> <td>014</td> <td>018</td> <td>016</td> <td>018</td> <td>016</td> </tr> <tr> <td>Lt (mm)</td> <td>6,3</td> <td>7</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>LT (mm)</td> <td>21</td> <td>19</td> <td>22,5</td> <td>22,5</td> <td>22,5</td> </tr> <tr> <td>Réf. Gros</td> <td>3138066</td> <td>3138067</td> <td>3138447</td> <td>3138068</td> <td>3138065</td> </tr> </tbody> </table>						Désignation	C1	C2	F1R	F2R	F1	Code	855	855L	850	850	848	ISO	014	018	016	018	016	Lt (mm)	6,3	7	10	10	10	LT (mm)	21	19	22,5	22,5	22,5	Réf. Gros	3138066	3138067	3138447	3138068	3138065
	Désignation	C1	C2	F1R	F2R	F1																																				
	Code	855	855L	850	850	848																																				
	ISO	014	018	016	018	016																																				
	Lt (mm)	6,3	7	10	10	10																																				
	LT (mm)	21	19	22,5	22,5	22,5																																				
	Réf. Gros	3138066	3138067	3138447	3138068	3138065																																				
Visuel																																										
Description	Fraises stériles pour une hygiène optimale : tout risque de contamination croisée est écarté.																																									
Caractéristiques & données techniques	<ul style="list-style-type: none"> - Stérilisées par radiation gamma : prêtes à l'emploi ! - Toutes les formes sont disponibles en grain gros pour une taille rapide et efficace. - Contrôlées individuellement garantissant une fabrication maîtrisée. 																																									
Packaging	La boîte de 25 fraises.																																									
Durée de vie																																										
Informations légales	Classe : IIA. Marquage CE 0483. Organisme certificateur : ICIM S.p.A. Fabricant : STRAUSS & CO.																																									