


Désignation	Flamme cylindrique, conique à extrémité pointue																																																
Références	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Désignation</th> <th>E5</th> <th>E6</th> <th>E2</th> <th>E3</th> <th>E68S</th> <th>E7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Code</td> <td>862</td> <td>863</td> <td>858</td> <td>859L</td> <td>862</td> <td>885</td> </tr> <tr> <td>ISO</td> <td>014</td> <td>016</td> <td>014</td> <td>016</td> <td>018</td> <td>012</td> </tr> <tr> <td>Lt (mm)</td> <td>8</td> <td>9,5</td> <td>8</td> <td>10,5</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>LT (mm)</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>21</td> <td>23,5</td> <td>23,5</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>Réf. Gros</td> <td>3138058</td> <td>3138059</td> <td>3138060</td> <td>3138061</td> <td>3138448</td> <td>3138451</td> </tr> </tbody> </table>							Désignation	E5	E6	E2	E3	E68S	E7	Code	862	863	858	859L	862	885	ISO	014	016	014	016	018	012	Lt (mm)	8	9,5	8	10,5	8	8	LT (mm)	21	22	21	23,5	23,5	21	Réf. Gros	3138058	3138059	3138060	3138061	3138448	3138451
Désignation	E5	E6	E2	E3	E68S	E7																																											
Code	862	863	858	859L	862	885																																											
ISO	014	016	014	016	018	012																																											
Lt (mm)	8	9,5	8	10,5	8	8																																											
LT (mm)	21	22	21	23,5	23,5	21																																											
Réf. Gros	3138058	3138059	3138060	3138061	3138448	3138451																																											
Visuel																																																	
Description	Fraises stériles pour une hygiène optimale : tout risque de contamination croisée est écarté.																																																
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> - Stérilisées par radiation gamma : prêtes à l'emploi ! - Toutes les formes sont disponibles en grain gros pour une taille rapide et efficace. - Contrôlées individuellement garantissant une fabrication maîtrisée. 																																																
Packaging	La boîte de 25 fraises.																																																
Durée de vie																																																	
Informations légales	Classe : IIA. Marquage CE 0483. Organisme certificateur : ICIM S.p.A. Fabricant : STRAUSS & CO..																																																