



Designación	Funda para cabezales Medibase									
Reference(s)	<b>Color</b>	Blanco	Azul claro	Azul celeste	Rosa	Lavanda	Verde	Fucsia	Cal	Naranja
	<b>Ref</b>	141127	141128	141126	3123058	3123060	3123062	3123059	3123061	3123063
Visual										
Descripción	Bolsillos del reposacabezas de celulosa forrados de polietileno desechables.									
Características y datos técnicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensiones: 33 x 34 cm</li> <li>- Alta resistencia al desgarro debido a las largas fibras del papel</li> <li>- La parte trasera de la bolsa está cortada a la mitad para que sea más fácil de poner.</li> <li>- Celulosa: 26 g/m<sup>2</sup>.</li> <li>- Polietileno</li> </ul>									
Embalaje	Cartón de 300 bolsas (4 cajas dispensadoras de 75 bolsas)									
Esperanza de vida	N.A									
Indicaciones de uso										
Informaciones legales	N.A									