



Designación	Fundas de cabezal de papel Medibase			
Reference(s)	- Dimensiones: 28 x 28 cm			
	Color	Blanco	Azul	Verde
	Referencia	0116584	0116585	0124569
	- Dimensiones: 36 x 28 cm			
Visual	Color		Blanco	Azul
	Referencia		0116735	0116734
				
Descripción	Bolsillos de papel desechables en el reposacabezas.			
Características y datos técnicos	- Papel esterilizable de 60 g/m ² .			
Embalaje	- Cartón de 200 bolsas			
Esperanza de vida	2 años			
Indicaciones de uso				
Informaciones legales	N/A			

Versión 1.1
12/2021 MF