

Designación	Fundas de Protección								
Reference(s)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Designación</th> <th>Referencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>nº0 (2 x 3 cm)</td> <td>3135784</td> </tr> <tr> <td>nº1 (4 x 3 cm)</td> <td>3135785</td> </tr> <tr> <td>nº2 (3 x 4 cm)</td> <td>3135783</td> </tr> </tbody> </table>	Designación	Referencia	nº0 (2 x 3 cm)	3135784	nº1 (4 x 3 cm)	3135785	nº2 (3 x 4 cm)	3135783
Designación	Referencia								
nº0 (2 x 3 cm)	3135784								
nº1 (4 x 3 cm)	3135785								
nº2 (3 x 4 cm)	3135783								
Visual									
Descripción	Bolsas protectoras desechables para los sensores digitales								
Características y datos técnicos	<p>Protege los sensores digitales de la degradación y el deterioro, así como la saliva del paciente, gracias al sello hermético. Fácil de romper y quitar el sensor.</p> <p>Disponible en tres tamaños:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nº0 (2 x 3 cm) - nº1 (4 x 3 cm) - nº2 (3 x 4 cm). 								
Embalaje	<p>Caja de 100 protecciones (nº0 y nº1).</p> <p>Caja de 300 protecciones (nº3).</p>								
Esperanza de vida	Para un solo uso								
Indicaciones de uso									
informaciones legales	Fuera de clase								