

<b>Désignation du produit</b>	<b>GANTS D'EXAMEN EN LATEX SENSI + SANS POUVRE</b>					
<b>Référence</b>	XS – 5/6	S – 6/7	M – 7/8	L – 8/9	XL – 9/10	
	3135154	3135155	3135156	3135157	3135158	
<b>Photo produit</b>						
<b>Description produit</b>	Gants d'examen non poudrés en latex, chlorinés. Non stériles, à surface micro texturée et manchettes à bords roulés.					
<b>Caractéristiques et compositions</b>		XS-5/6	S-6/7	M-7/8	L-8/9	XL-9/10
	Largeur de paume (mm)	70-79	80-89	90-99	100-109	110-119
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Teneur en protéine : max 50 µg/dm<sup>2</sup></li> <li>▪ Niveau de poudre : max 2 mg/dm<sup>2</sup></li> <li>▪ En conformité avec les normes : EN 455-1/2/3/4, EN 420:2003+A1:2009, EN 374-1:2016 EN374-5:2016</li> </ul>					
<b>Packaging</b>	Boite contenant 100 gants (± 2 gants). 10 boites par carton.					
<b>Durée de vie</b>	5 ans à partir de la date de fabrication					
<b>Indications d'utilisation</b>	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <small>EN ISO 374-5:2016</small>    <small>Virus</small> </div> <div style="text-align: center;"> <small>EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B</small>    <small>KPT</small> </div> <div style="text-align: center;">   <small>NON STERILE</small> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <small>AQL</small>    <small>1.5</small> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">   <small>LATEX</small> </div> </div>					
<b>Informations légales</b>	Dispositif médical de classe I sous directive MDR (EU) 2017/745 + EPI Cat. III Marquage CE 0598. Organisme notifié : SGS FIMKO OY. Fabricant : MAXTER GLOVE MANUFACTURING Sdh Bhd.					

Version 1.1

Mise à jour 2022/03/02 par SM