




| Désignation du produit | GANTS D'EXAMEN EN LATEX SENSI + SANS POUVRE | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|--------|-------|-------|-------|---------|-----------------------|-------|-------|-------|---------|---------|
| Référence | XS – 5/6 3135154 | S – 6/7 3135155 | M – 7/8 3135156 | L – 8/9 3135157 | XL – 9/10 3135158 | | | | | | | | | | | | |
| Photo produit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Description produit | Gants d'examen non poudrés en latex, chlorinés. Non stériles, à surface micro texturée et manchettes à bords roulés. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caractéristiques et compositions | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>XS-5/6</th> <th>S-6/7</th> <th>M-7/8</th> <th>L-8/9</th> <th>XL-9/10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Largeur de paume (mm)</td> <td>70-79</td> <td>80-89</td> <td>90-99</td> <td>100-109</td> <td>110-119</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Teneur en protéine : max 50 µg/dm² ▪ Niveau de poudre : max 2 mg/dm² ▪ En conformité avec les normes : ASTM D3578-05, EN 455-1/2/3, EN 420, EN 388, EN 374-1/2/3 | | | | | | XS-5/6 | S-6/7 | M-7/8 | L-8/9 | XL-9/10 | Largeur de paume (mm) | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 |
| | XS-5/6 | S-6/7 | M-7/8 | L-8/9 | XL-9/10 | | | | | | | | | | | | |
| Largeur de paume (mm) | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | | | | | | | | | | | | |
| Packaging | Boite contenant 100 gants (± 2 gants). 10 boites par carton. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Durée de vie | 5 ans à partir de la date de fabrication | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indications d'utilisation | <p>EN ISO 374-5:2016 EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B</p>   | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informations légales | Dispositif médical de classe I sous directive MDR (EU) 2017/745 + EPI Cat. III Marquage CE 0598. Organisme notifié : SGS FIMKO OY. Fabricant : MAXTER GLOVE MANUFACTURING Sdh Bhd. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Version 1.1

Mise à jour 2022/01/07 par MF