

Designación	Gasas estériles no tejidos			
Reference(s)	Tamaño	5x5 cm	5x5 cm	7,5x7,5 cm
	Caja de	150 compresiones	250 compresiones	80 compresiones
	Embalaje interno	75 sobres de 2 compresas	50 sobres de 5 compresas	40 sobres de 2 compresas
	Referencia	3135502	3135501	3135503
Visual				
Descripción	Hisopos no tejidos en un embalaje estéril.			
Características y datos técnicos	Hisopos 60% de viscosa / 40% de poliéster - Número de pliegues: 4 - Esterilización: óxido de etileno			
Embalaje	Disponible en dos tamaños (5x5 cm y 7,5x7,5 cm) y en tres tamaños de paquete.			

Esperanza de vida	5 años
Indicaciones de uso	  
informaciones legales	Dispositivo médico estéril de clase I Marca CE 0123. Organismo de certificación: TUV PRODUCT SERVICE Fabricante: FOMED Industries Inc.

Versión 1.1
12/2021 Maria FRENZ