

<b>Designación</b>	<b>Gasas no estériles</b>											
<b>Reference(s)</b>	<b>3131818</b>											
<b>Visual</b>												
<b>Descripción</b>	<p>Hisopos de gasa, algodón puro, empaquetados en bolsas de 100 unidades.</p> <table border="1" data-bbox="641 1355 1385 1565"> <thead> <tr> <th data-bbox="641 1355 810 1496">Número de hilos</th> <th data-bbox="810 1355 992 1496">Número de espesores</th> <th data-bbox="992 1355 1189 1496">Dimensiones plegadas</th> <th data-bbox="1189 1355 1385 1496">Dimensiones desplegadas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="641 1496 810 1565">17</td> <td data-bbox="810 1496 992 1565">8</td> <td data-bbox="992 1496 1189 1565">5 x 5 cm</td> <td data-bbox="1189 1496 1385 1565">14 x 20 cm</td> </tr> </tbody> </table>				Número de hilos	Número de espesores	Dimensiones plegadas	Dimensiones desplegadas	17	8	5 x 5 cm	14 x 20 cm
Número de hilos	Número de espesores	Dimensiones plegadas	Dimensiones desplegadas									
17	8	5 x 5 cm	14 x 20 cm									
<b>Características y datos técnicos</b>	<p>Los hisopos de gasa hidrófila están hechas de algodón hidrófilo purificado y blanqueado al 100% y se doblan quirúrgicamente con bordes remetidos. Posibles esterilizaciones: Vapor, óxido de etileno o radiación.</p>											
<b>Embalaje</b>	10 sobres de 100 compresas (1.000 compresas)											
<b>Esperanza de vida</b>	N/A											

<b>Indicaciones de uso</b>	
<b>informaciones legales</b>	Dispositivo médico de clase I Marcado CE Fabricante: SYLAMED

Versión 1.1  
2020/10/23 Maria FRENZ