

<b>Designación</b>	<b>Gasas no tejidas no estériles</b>											
<b>Reference(s)</b>	<b>3131819</b>											
<b>Visual</b>												
<b>Descripción</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No deje hilos sueltos al limpiar las heridas.</li> <li>- Buena tolerancia cutánea, también para la piel sensible.</li> <li>- Compatibilidad con soluciones antisépticas y éter.</li> <li>- Estructura homogénea para una suave sensación de contacto con la piel y un bajo riesgo de deshilachado.</li> <li>- Ausencia de aglutinantes químicos alergénicos</li> </ul> <table border="1" data-bbox="523 1536 1506 1680"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 1536 655 1630">Peso/m<sup>2</sup></th> <th data-bbox="655 1536 954 1630">Número de espesores</th> <th data-bbox="954 1536 1150 1630">Dimensiones plegadas</th> <th data-bbox="1150 1536 1506 1630">Dimensiones desplegadas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 1630 655 1680">40 g</td> <td data-bbox="655 1630 954 1680">4</td> <td data-bbox="954 1630 1150 1680">5 x 5 cm</td> <td data-bbox="1150 1630 1506 1680">10 x 10 cm</td> </tr> </tbody> </table>				Peso/m <sup>2</sup>	Número de espesores	Dimensiones plegadas	Dimensiones desplegadas	40 g	4	5 x 5 cm	10 x 10 cm
Peso/m <sup>2</sup>	Número de espesores	Dimensiones plegadas	Dimensiones desplegadas									
40 g	4	5 x 5 cm	10 x 10 cm									

<b>Características y datos técnicos</b>	Composición: 70% viscosa - 30% poliéster La esterilización por óxido de etileno, radiación o vapor es posible
<b>Embalaje</b>	Caja de 1.000 compresas (10 paquetes de 100 compresas)
<b>Esperanza de vida</b>	N/A
<b>Indicaciones de uso</b>	
<b>informaciones legales</b>	Dispositivo médico de clase I Marcado CE Fabricante: SYLAMED

Versión 1.1  
12/2021 Maria FRENZ