



Designación	GUANTES DE VINILO SIN POLVO MEDIBASE					
Referencias	Tamaño	XS	S	M	L	XL
	Ref	3145827	3145828	3145829	3145830	3145831
Visual						
Descripción	Guantes de examen de vinilo de un solo uso sin polvo					
Características y datos técnicos	<ul style="list-style-type: none"> - Ambidiextros - Sin polvo: menor riesgo de alergia - Alta resistencia - Color: transparente - Manguitos con los bordes enrollados para reducir el riesgo de rotura en la colocación. 					
	Propiedades		Tamaño		Estándar interno	
	Longitud (mm)		Todos los tamaños		Min. 240 (mm)	
	Ancho de la palma (mm)		XS	75 +/- 5		
			S	85 +/- 5		
		M	95 +/- 5			
		L	105 +/- 5			
		XL	115 +/- 5			
Espesor (mm)		Todos los tamaños		Dedo: 0.08 +/- 0.03 Palma: 0.07 +/- 0.03 Puño: 0.06 +/- 0.03		
Características			Estándar interno			
Peso (g)			4.5±0.3g (Tamaño M)			
Nivel de polvo			≤2mg/guanta			
Fuerza en la rotura (N) Antes y después del desgaste			3.6			

	Cumple las normas:	EN 455-1:2020; EN 455-2:2015; EN 455-3:2015; EN 455-4:2009; ISO 10993-1:2018; ISO 10993-10:2010; ISO 10993-5:2009; EN ISO 21420:2020; EN ISO 374-1:2016+A1:2018; EN ISO 374-4:2019; EN ISO 374-5:2016;
Embalaje	Caja que contiene 100 guantes. 10 cajas por cartón.	
Esperanza de vida	5 años a partir de la fecha de fabricación	
Indicaciones de uso		
Informaciones legales	Dispositivo médico de clase I según el MDR 2017/745 + EPI CAT III Marcado CE 2777 Organismo notificado: SATRA Technology Europe Ltd. Fabricante: ANHUI INTCO MEDICAL PRODUCTS CO.,Ltd.	

Versión 1.0
10/12/2021 MF