

Designación	GUANTES DE EXAMEN DE LÁTEX SOFT SIN POLVO																												
Reference(s)	XS -5/6	S - 6/7	M - 7/8	L-8/9	XL-9/10																								
	3135786	3135787	3135788	3135789	3135790																								
Visual																													
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> Guantes de examen de látex sin polvo. No estéril, con superficie microtexturada y puños enrollados. Revestimiento de polímero 																												
Características y datos técnicos	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>XS -5/6</th> <th>S - 6/7</th> <th>M - 7/8</th> <th>L-8/9</th> <th>XL-9/10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ancho de la palma (mm)</td> <td>76 ± 3</td> <td>84 ± 3</td> <td>84 ± 3</td> <td>105 ± 3</td> <td>113 ± 3</td> </tr> <tr> <td>Grosor al dedo</td> <td colspan="5">0.15 ± 0.02 (0.14 - 0.16)</td> </tr> <tr> <td>Grosor a la palma</td> <td colspan="5">0.12 ± 0.02 (0.12 - 0.14)</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> Contenido en proteínas: max 50 µg/dm² Nivel de polvo: max 2 mg/dm² Según las normas: EN 455-1/2/3/4, EN 420, EN 374-1/2/4/5 						XS -5/6	S - 6/7	M - 7/8	L-8/9	XL-9/10	Ancho de la palma (mm)	76 ± 3	84 ± 3	84 ± 3	105 ± 3	113 ± 3	Grosor al dedo	0.15 ± 0.02 (0.14 - 0.16)					Grosor a la palma	0.12 ± 0.02 (0.12 - 0.14)				
	XS -5/6	S - 6/7	M - 7/8	L-8/9	XL-9/10																								
Ancho de la palma (mm)	76 ± 3	84 ± 3	84 ± 3	105 ± 3	113 ± 3																								
Grosor al dedo	0.15 ± 0.02 (0.14 - 0.16)																												
Grosor a la palma	0.12 ± 0.02 (0.12 - 0.14)																												
Embalaje	Caja que contiene 100 guantes (± 2 guantes). 10 cajas por caja.																												
Esperanza de vida	5 años a partir de la fecha de fabricación																												
Indicaciones de uso																													
Informaciones legales	Dispositivo médico de clase I según el Reglamento 2017/425 Equipo de Protección Individual de clase III según Reglamento 2016/425 EC MARK 2777 - SATRA																												