

Designación	MASCARILLAS CON CINTAS MEDIBASE
Referencias	Azul 3162330
Visual	
Descripción producto	Máscaras médicas sin látex y sin fibra de vidrio con tiras de triple grosor. Cumple con la norma Tipo IIR EN 14683: máscaras protectoras contra salpicaduras de líquidos biológicos.
Características y datos técnicos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presión diferencial en Pa/cm²: < 49 ▪ Presión de la resistencia a las salpicaduras: > 120 mmHg ▪ Limpieza microbiana (CFU/g): ≤ 30 ▪ Capa interior y superior: Polipropileno hilado ▪ Filtro: Polipropileno fundido ▪ Dimensiones: 17,8 cm x 8,9 cm ▪ 3 pliegues
Embalaje	50 máscaras por caja. 6 cajas por cartón.
Esperanza de vida	3 años
Indicaciones de uso	
Informations legales	Dispositivo médico de clase I en virtud de la regulación MDR 2017/745 Marca CE - Fabricante MEDICOM SAS

Version 1.1 – 14/08/2025