

| Designación                      | MASCARILLAS CON ELASTICOS - PROMASK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Referencias                      | Blanco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Azul    | Verde   | Rosa    | Lavanda | Lima    | Naranja |
|                                  | 3162329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3162328 | 3162327 | 3162326 | 3176259 | 3176260 | 3176261 |
| Visual                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |         |         |         |         |
| Descripción producto             | Máscaras médicas con bandas elásticas de triple capa sin látex y sin fibras de vidrio. Cumple con la norma Tipo IIR EN 14683: máscaras protectoras <b>contra salpicaduras de líquidos biológicos</b> .                                                                                                                                                             |         |         |         |         |         |         |
| Características y datos técnicos | <ul style="list-style-type: none"> <li>Presión diferencial en Pa/cm²: &lt; 49</li> <li>Presión de la resistencia a las salpicaduras: &gt; 120 mmHg</li> <li>Limpieza microbiana (CFU/g): ≤ 30</li> <li>Capa interior y superior: Polipropileno hilado</li> <li>Filtro: Polipropileno fundido</li> <li>Dimensiones: 17,8 cm x 8,9 cm</li> <li>3 pliegues</li> </ul> |         |         |         |         |         |         |
| Embalaje                         | 50 máscaras por caja<br>10 cajas por cartón                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |         |         |         |         |
| Vida útil                        | 3 años                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |         |         |         |         |
| Indicaciones de uso              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |         |         |         |         |
| Informaciones legales            | Dispositivo médico de clase I según el reglamento MDR 2017/745<br>Marca CE - Fabricante MEDICOM SAS                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |         |         |         |         |