

Désignation	MASQUES A ELASTIQUES						
Références	Blanc	Bleu	Vert	Rose	Lavande	Citron Vert	Orange
	3162329	3162328	3162327	3162326	3176259	3176260	3176261
Photo produit							
Description produit	<p>Masques médicaux à élastiques triple épaisseur sans latex et sans fibres de verre. Conforme à la norme Type IIR EN 14683 : masques de protection contre les projections de liquides biologiques</p>						
Caractéristiques et compositions	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Efficacité de filtration bactérienne (BFE), en % : ≥ 98 ▪ Pression différentielle en Pa/cm² : < 49 ▪ Pression de la résistance aux projections : > 120 mmHg ▪ Propreté microbienne (UFC/g) : ≤ 30 ▪ Couche interne et supérieure : Spunbound polypropylène ▪ Filtre : Meltblown polypropylène ▪ Dimensions : 17,8 cm x 8,9 cm ▪ 3 plis 						
Packaging	50 masques par boîte. 10 boîtes par carton.						
Durée de vie	3 ans						
Indications d'utilisation							
Informations légales	Dispositif médical de classe I sous règlement MDR 2017/745 Marquage CE - Fabricant MEDICOM SAS						