

<b>Désignation</b>	<b>MASQUES A LANIERES - PROMASK</b>
<b>Références</b>	Bleu 3162330
<b>Photo produit</b>	
<b>Description produit</b>	Masques médicaux à lanières triple épaisseur sans latex et sans fibres de verre. Conforme à la norme Type IIR EN 14683 : masques de protection <b>contre les projections de liquides biologiques.</b>
<b>Caractéristiques et compositions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Efficacité de filtration bactérienne (BFE), en % : <math>\geq 98</math></li> <li>▪ Pression différentielle en Pa/cm<sup>2</sup> : <math>&lt; 49</math></li> <li>▪ Pression de la résistance aux projections : <math>&gt; 120</math> mmHg</li> <li>▪ Propreté microbienne (UFC/g) : <math>\leq 30</math></li>   <li>▪ Couche interne et supérieure : Spunbound polypropylène</li> <li>▪ Filtre : Meltblown polypropylène</li>   <li>▪ Dimensions : 17,8 cm x 8,9 cm</li> <li>▪ 3 plis</li> </ul>
<b>Packaging</b>	50 masques par boîte. 6 boîtes par carton.
<b>Durée de vie</b>	3 ans
<b>Indications d'utilisation</b>	
<b>Informations légales</b>	Dispositif médical de classe I sous règlement MDR 2017/745 Marquage CE - Fabricant MEDICOM SAS

Version 1.2 – 04/08/2025