

Designación	Micro-aplicadores desechables medibase																			
Reference(s)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TAMAÑO</th> <th>COLOR</th> <th>EMBALAJE</th> <th>REFERENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">REGULAR</td> <td>AZUL</td> <td rowspan="3">CAJA DE 4 TUBOS DE 100 UNIDADES</td> <td>3136862</td> </tr> <tr> <td>AZUL/ROSA</td> <td>3136863</td> </tr> <tr> <td>AZUL/NARANJA</td> <td>3136864</td> </tr> <tr> <td>FINO</td> <td>NEGRO</td> <td rowspan="2">TUBO DE 100 unidades</td> <td>3101009</td> </tr> <tr> <td>SUPERFINO</td> <td>BLANCO</td> <td>3101010</td> </tr> </tbody> </table>	TAMAÑO	COLOR	EMBALAJE	REFERENCIA	REGULAR	AZUL	CAJA DE 4 TUBOS DE 100 UNIDADES	3136862	AZUL/ROSA	3136863	AZUL/NARANJA	3136864	FINO	NEGRO	TUBO DE 100 unidades	3101009	SUPERFINO	BLANCO	3101010
TAMAÑO	COLOR	EMBALAJE	REFERENCIA																	
REGULAR	AZUL	CAJA DE 4 TUBOS DE 100 UNIDADES	3136862																	
	AZUL/ROSA		3136863																	
	AZUL/NARANJA		3136864																	
FINO	NEGRO	TUBO DE 100 unidades	3101009																	
SUPERFINO	BLANCO		3101010																	
Visual																				
Descripción	Microaplicadores desechables con cabeza plegable.																			
Características y datos técnicos	<p>Mango de polipropileno, con punta rompible: ¡permite diferenciar los microaplicadores!</p> <p>Las cerdas de nylon</p> <p>Longitud total: 102 mm</p> <p>Envasado en tubo: distribución higiénica</p>																			
Embalaje	<p>REGULAR: caja de 4 tubos que contienen cada uno 100 microaplicadores</p> <p>FINAL / SUPERFIN: tubos de 100 microaplicadores</p>																			
Esperanza de vida	N/A																			
Indicaciones de uso	Fibras regulares, no absorbentes y no esponjosas. Las soluciones se mantienen en suspensión entre las fibras para evitar el goteo y permitir una aplicación perfecta. Fácil acceso a todas las áreas de																			

	<p>aplicación gracias a la cabeza plegable. Desechable: desechar después de su uso. Para usar con silanos, adhesivos, gel de grabado, soluciones hemostáticas, revestimientos de cavidades y reveladores de placas. Almacénelo lejos de la luz y el polvo, en un lugar seco y fresco.</p>
informaciones legales	<p>Dispositivo médico de clase I Fabricante: AKZENTA INTERNATIONAL CHINA.</p>

Versión 1.1
12/2021 Maria FRENZ