

Désignation	Miroirs jetables Medibase		
Référence(s)	Couleur	Blanc	Assortis (rose, bleu, blanc, vert, jaune)
	Référence	3125101	3125100
Visuel			
Description	<p>Miroirs N°5 – Diamètre extérieur : 24 mm</p> <p>A usage unique uniquement</p>		
Caractéristiques et Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> - Chaque miroir est emballé individuellement - Chaque miroir est protégé par un plastique « Peel off » afin d'éviter toute rayure - Légers, avec un système antidérapant - Miroir : <ul style="list-style-type: none"> o Diamètre : 20 mm + 0.15/0.20 mm o Epaisseur : 1.4 mm ± 0.1 mm 		
Packaging	Boite économique de 100 miroirs : blancs ou couleurs		
Durée de vie	n.a		
Indications d'utilisation	n.a		
Informations légales	Dispositif médical de classe I Fabricant : CDM CENTER OF EXCELLENCE LTD.		