

Designación	Pipetas de plástico
Reference(s)	3125132
Visual	
Descripción	Pipetas de plástico desechables para la toma de muestras precisas de todos los líquidos para uso dental.
Características y datos técnicos	<ul style="list-style-type: none"> - Punta fina y firme de 1 cm. - Capacidad: 0,5 ml.
Embalaje	Caja de 500 pipetas.
Esperanza de vida	
Indicaciones de uso	
informaciones legales	Dispositivo medico, Clase: I. Fabricante : BRAGE NILSSON KB