

Désignation	Protection pour capteurs								
Référence(s)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Désignation</th> <th>Référence</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>n°0 (2 x 3 cm)</td> <td>3135784</td> </tr> <tr> <td>n°1 (4 x 3 cm)</td> <td>3135785</td> </tr> <tr> <td>n°2 (3 x 4 cm)</td> <td>3135783</td> </tr> </tbody> </table>	Désignation	Référence	n°0 (2 x 3 cm)	3135784	n°1 (4 x 3 cm)	3135785	n°2 (3 x 4 cm)	3135783
Désignation	Référence								
n°0 (2 x 3 cm)	3135784								
n°1 (4 x 3 cm)	3135785								
n°2 (3 x 4 cm)	3135783								
Visuel									
Description	Pochettes de protection à usage unique pour les capteurs numériques.								
Caractéristiques et Données techniques	<p>Protègent les capteurs numériques de la dégradation et de la détérioration, ainsi que de la salive du patient, grâce à la fermeture hermétique. Déchirement et enlèvement du capteur facile.</p> <p>Disponible en trois tailles :</p> <ul style="list-style-type: none"> - n°0 (2 x 3 cm) - n°1 (4 x 3 cm) - n°2 (3 x 4 cm). 								
Packaging	Boîte de 100 protections (n°0 et n°1). Boîte de 300 protections (n°3).								
Durée de vie	A usage unique								
Indications d'utilisation									
Informations légales	Hors classe								